


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-칼레티쿨린 단일클론 항체 [Ko 검증 완료] - P27797

품목 번호: CM0008871



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 항-칼레티쿨린 마우스 단일클론 항체, KO 검증 완료. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 단백질 접힘과 칼슘 항상성에 관여하는 47kDa 소포체 샤페론인 CALR을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] 칼레티쿨린 마우스 단일클론 항체
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n; 칼레티쿨린
종	인간
GeneID (인간)	811
GeneID	811
면역원	인간 칼레티쿨린의 18-203번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004334.1)
생산 숙주	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27797
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩