


Anti-Calreticulin 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P27797

품목 번호: CM0017778



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Calreticulin 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 Calreticulin을 검출합니다. ER 샤페론 기능, 칼슘 항상성 및 단백질 폴딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calreticulin Rabbit pAb
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n; Calreticulin
종(Species)	Human
GeneID (인간)	811
GeneID	811
면역원(Immunogen)	인간 Calreticulin (NP_004334.1)의 아미노산 18-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P27797
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)