

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Calretinin 폴리클로날 항체 - P22676

품목 번호: CM0029459

소개

WB, IHC, IF, ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 Calretinin 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 32kDa 단백질을 검출합니다. 칼슘 항상성 및 신경 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calretinin Rabbit pAb
비고/별칭	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	794
유전자 ID	794
면역원	재조합 단백질 사람 Calretinin (NP_001731.2)의 아미노산 1-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human),  (Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22676
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)