

Anti-Calretinin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

품목 번호: CM0004135

소개

칼레티닌(CALB2), 32 kDa 칼슘 결합 단백질을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 신경과학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Calretinin Rabbit mAb
비고/별칭	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
종	Human
GeneID (인간)	794
GeneID	794
면역원	제조항 단백질 인간 Calretinin (NP_001731.2)의 아미노산 1-271에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P22676
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩