

Wb, If-P, Elisa용 칼세퀘스트린 1 단클론 항체 - P31415

품목 번호: CM0002789

소개

인간 칼세퀘스트린 1 (CASQ1)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 저장 및 근수축 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	칼세퀘스트린 1 토끼 mAb
비고/별칭	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Calsequestrin 1
종	인간
유전자 ID (인간)	844
유전자 ID	844
면역원	인간 칼세퀘스트린 1 (NP_001222.3)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P31415
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백