

If/Icc, Elisa용 Anti-CalU 토끼 다클로날 항체 - O43852

품목 번호: CM0016544

소개

IF/ICC 및 ELISA용 Calumenin (CALU) 토끼 다클로날 항체로, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 비타민 K 의존성 카르복실화 및 칼슘 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CALU Rabbit pAb
비고/별칭	CALU; calumenin
종	Human
GeneID (Human)	813
GeneID	813
면역원	인간 CALU (NP_001210.1)의 아미노산 20-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	O43852
단백질 분자량	37kDa
배송	Ice bag