


Anti-Camk1D 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 적합) - Q8Iu85

품목 번호: CM0030608



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 CAMK1D 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 예상 분자량은 43kDa입니다. 칼슘 신호 전달, 키나아제 기능, 염증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CAMK1D 토끼 pAb
비고/별칭	CKLiK; CaM-KI; CaMKID; CAMK1D
종	인간
유전자ID (인간)	57118
유전자ID	57118
면역원	인간 CAMK1D (NP_705718.1)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IU85
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩