


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Camk1D 토끼 다클로날 항체 - Q8Iu85

품목 번호: CM0013977



소개

인간 CAMK1D에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. Ca²⁺/CaM 키나제 신호 전달 및 호중구 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMK1D Rabbit pAb
비고/별칭	CKLiK; CaM-KI; CaMKID; CAMK1D
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57118
면역원(Immunogen)	인간 CAMK1D (NP_705718.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IU85
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)