

Wb, Elisa용 Anti-Camk1G 폴리클론항체 - Q96Nx5

품목 번호: CM0025173



소개

인간 CAMK1G(CaM 키나제 I 감마)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 신경 및 말초 조직에서 칼슘/칼모듈린 의존성 신호 전달 및 CREB1 인산화 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMK1G Rabbit pAb
비고/별칭	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dJ272L16.1; CAMK1G
종	인간
유전자 ID (인간)	57172
유전자 ID	57172
면역원	인간 CAMK1G (NP_065172.1)의 아미노산 217-476에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NX5
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백