

Wb, Ip, Elisa용 항-Camk2 Delta/Camk2 Gamma 토끼 단클론 항체 - Q13557 / Q13555

품목 번호: CM0003270



소개

CamelBio는 WB, IP, ELISA에서 검증된 항-CaMK2 delta/CAMK2 gamma 토끼 단클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이 항체는 심장 칼슘 항상성과 흥분-수축 결합에 중요한 키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CaMK2 delta/CAMK2 gamma 토끼 mAb
비고/별칭	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma
종	인간
GeneID (인간)	817/818
GeneID	817/818
면역원	인간 CaMK2 delta/CAMK2 gamma (Q13554)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
소스	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13557/Q13555
단백질 분자량	73 kDa
배송	아이스백