


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Camk2A Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Uqm7

품목 번호: CM0006816



소개

웨스턴 블롯, IF-파라핀, ELISA용 인간 CAMK2A (CaMKII 알파, 54kDa)에 대한 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 시냅스 가소성, 칼슘 신호 전달 및 키나아제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMK2A Rabbit mAb
비고/별칭	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
종	인간
GeneID (인간)	815
면역원	인간 CAMK2A (NP_741960.1)의 아미노산 201-300 내 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQM7
단백질 무게	54kDa
배송	아이스백