


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Camk2A Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uqm7

품목 번호: CM0020280



소개

인간 CAMK2A(CaMKIIα)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블랏, IF/ICC, ELISA에 사용 가능. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 시냅스 가소성 및 장기 강화에 대한 신경과학 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMK2A Rabbit pAb
비고/별칭	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
종	인간
유전자 ID (인간)	815
면역원	인간 CAMK2A (NP_741960.1)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQM7
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩