


Anti-Camk2G 폴리클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용) - Q13555

품목 번호: CM0023249



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 검증된 Anti-CAMK2G 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CAMK2G와 반응합니다. 칼슘 신호 전달을 포함하는 신경과학 및 골격근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMK2G Rabbit pAb
비고/별칭	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
종	인간
GeneID (Human)	818
GeneID	818
면역원	인간 CAMK2G (NP_751909.1)의 아미노산 300-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13555
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백