

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Camk4 폴리클로날 항체 - Q16566

품목 번호: CM0029331



소개

인체 CAMK4(CaMKIV)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 랫드와 교차 반응함. 신경과학, 면역학 및 칼슘 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	CAMK4 토끼 pAb
비고/별칭	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	814
유전자 ID	814
면역원	인체 CAMK4(NP_001735.1)의 304-473 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	Q16566
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩