

Wb 및 Elisa용 Anti-Camki Rabbit Monoclonal Antibody - Q14012

품목 번호: CM0004890



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CaMKI Rabbit mAb로, 인간, 마우스, 래트에 반응성을 보입니다. 칼슘/칼모둘린 의존 신호 전달, 신경 발달 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CaMKI Rabbit mAb
비고/별칭	CAMKI; CaMKI
종	인간
GeneID (인간)	8536
GeneID	8536
면역원	합성 펩타이드: 인간 CaMKI (NP_003647.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14012
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백