


Anti-Camkii Delta (Camkd) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

품목 번호: CM0004372



소개

CaMKII delta (CAMKD)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로 Western blot, immunofluorescence, ELISA에 사용 가능합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 심장 칼슘 신호 전달 및 심부전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CaMKII delta Rabbit mAb
비고/별칭	CAMKD; CaMKII delta
종	인간
GeneID (Human)	817
GeneID	817
면역원	합성 펩타이드: 인간 CaMKII delta (Q13557)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13557
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스팩