


Wb 및 Elisa용 항-Camkii 토끼 단일클론 항체 - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

품목 번호: CM0006696



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된

CaMKII(CAMK2A/B/D/G) 표적 토끼 단일클론

항체입니다. 사람, 생쥐 및 랫드 동형 단백질을

인식합니다. 시냅스 가소성, 칼슘 신호 전달 및 키나아제

활성을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CaMKII 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
종	사람
유전자 ID(사람)	815/816/817/818
면역원	사람 CaMKII(NP_741960.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
단백질 분자량	54kDa/72kDa/56kDa/62kDa
배송	아이스팩