


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Camkii 토끼 단일클론 항체 - Q13554

품목 번호: CM0003055



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 CaMKII 베타(CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 신경과학 및 근육 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CaMKII 토끼 mAb
비고/별칭	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	816
GeneID	816
면역원(Immunogen)	사람 CaMKII (Q13554)의 아미노산 550-650 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13554
단백질 분자량(Protein Weight)	73kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)