


## Wb 및 Elisa용 항-Camkii 토끼 다클론 항체 - Q13554

품목 번호: CM0020344



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CaMKII 토끼 pAb로, 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 가소성 및 칼슘 신호전달에 관여하는 CaMKII 베타 서브유닛을 타겟합니다. 재조합 면역원, 73kDa. 신경과학 및 근육 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 제품명         | CaMKII 토끼 pAb                                 |
| 비고/별칭       | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII |
| 종           | 사람                                            |
| 유전자 ID (사람) | 816                                           |
| 유전자 ID      | 816                                           |
| 면역원         | 재조합 단백질                                       |
| 공급원         | 토끼                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                     |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                   |
| SWISS       | Q13554                                        |
| 단백질 분자량     | 73kDa                                         |
| 배송          | 아이스백                                          |