


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Camkk1 다클론 항체 - Q8N5S9

품목 번호: CM0023705



소개

인간 및 마우스 샘플의 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-CAMKK1 다클론 항체입니다. 칼슘/칼모둘린 의존성 키나아제 신호전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAMKK1 토끼 pAb
비고/별칭	CAMKKA; CAMKK1
종	인간
유전자ID (인간)	84254
유전자ID	84254
면역원	인간 CAMKK1 (NP_757344.2)의 아미노산 399-520번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N5S9
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩