


## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Camkk2 다클론 항체 - Q96Rr4

품목 번호: CM0029280



### 소개

인간 CAMKK2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 신경 신호 전달 및 AMPK 활성화에 관여하는 칼슘/칼모둘린 의존성 키나아제인 인간 및 마우스 CAMKK2를 검출합니다. 신경과학 및 세포 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CAMKK2 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭   | CAMKK; CAMKKB; CAMKK2                                         |
| 종       | 인간                                                            |
| 유전자 ID  | 10645                                                         |
| 면역원     | 인간 CAMKK2 (NP_006540.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                            |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                       |
| SWISS   | Q96RR4                                                        |
| 단백질 분자량 | 65kDa                                                         |
| 배송      | 아이스 팩                                                         |