

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Camkv 폴리클로날 항체 - Q8Ncb2

품목 번호: CM0023022

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA용 인간 CAMKV(CaM kinase-like vesicle-associated protein)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 CAMKV를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMKV Rabbit pAb
비고/별칭	IG5; VACAMKL; CAMKV
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	79012
유전자 ID	79012
면역원(Immunogen)	인간 CAMKV (NP_076951.2)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NCB2
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스백