

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Camlg Rabbit Polyclonal Antibody - P49069

품목 번호: CM0015760



소개

꼬리 고정 단백질 삼입 및 칼슘 신호 전달의 주요 매개체인 인간 CAMLG(CAML/GET2)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CAMLG Rabbit pAb
비고/별칭	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
종	인간
유전자 ID (인간)	819
유전자 ID	819
면역원	인간 CAMLG (NP_001736.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49069
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백