


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Camp 폴리클로날 항체 - P49913

품목 번호: CM0023295



소개

인간 CAMP(cathelicidin antimicrobial peptide, LL37)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 선천성 면역 및 감염병 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAMP Rabbit pAb
비고/별칭	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
종	인간
GeneID (인간)	820
GeneID	820
면역원	제조합 단백질 인간 CAMP (NP_004336.3)의 아미노산 31-170에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49913
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백