


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Camp 토끼 단클론 항체 - P49913

품목 번호: CM0006169



소개

인간 카텔리시딘 항균 펩타이드(LL-37/hCAP-18) 검출을 위한 고품질 토끼 항-CAMP 단클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 예측 분자량은 19kDa입니다. 선천면역 및 항균 펩타이드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAMP 토끼 mAb
비고/별칭	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
종	인간
GeneID (인간)	820
GeneID	820
면역원	인간 CAMP(NP_004336.4)의 아미노산 71-170 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49913
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩