

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Camp 토끼 다클로날 항체 - P51437

품목 번호: CM0027493

소개

마우스 CAMP (cathelicidin 항균 펩타이드, LL37)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천성 면역 및 숙주 방어 연구에 이상적입니다. UniProt P51437.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMP 토끼 pAb
비고/별칭	LL37; CAPI8; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
종	마우스
유전자 ID (인간)	820
유전자 ID	12796
면역원	합성 펩타이드: 마우스 CAMP (NP_034051.2)의 아미노산 73-172 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P51437
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스 팩