


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Camsap1 다클론 항체 - Q5T5Y3

품목 번호: CM0019374



### 소개

인간 CAMSAP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미세소관 마이너스 말단의 조직화 및 신경돌기 성장 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CAMSAP1 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | CDCBM12; CAMSAP1                                                 |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 157922                                                           |
| 유전자 ID      | 157922                                                           |
| 면역원         | 인간 CAMSAP1의 아미노산 350-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_056262.3). |
| 생산 숙주       | 토끼                                                               |
| 분류          | 다클론 항체                                                           |
| 적용          | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                          |
| SWISS       | Q5T5Y3                                                           |
| 단백질 분자량     | 178kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                             |