


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cand1 다클론 항체 - Q86Vp6

품목 번호: CM0016049



### 소개

인간 CAND1(TIP120/TIP120A)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 CAND1을 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CAND1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | TIP120; TIP120A; CAND1                                         |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 55832                                                          |
| GeneID      | 55832                                                          |
| 면역원         | 인간 CAND1(NP_060918.2)의 750-980번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 항체 공급원      | 토끼                                                             |
| 분류          | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS       | Q86VP6                                                         |
| 단백질 분자량     | 136kDa                                                         |
| 배송          | 얼음팩                                                            |