

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cand2 토끼 다클론 항체 - O75155

품목 번호: CM0019967



### 소개

인간 CAND2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 리가아제 복합체 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CAND2 토끼 pAb                                                           |
| 비고/별칭       | Tp120b; TIP120B; CAND2                                                 |
| 종           | 인간                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 23066                                                                  |
| 유전자 ID      | 23066                                                                  |
| 면역원         | 인간 CAND2 (NP_001155971.1)의 아미노산 850-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS       | O75155                                                                 |
| 단백질 분자량     | 135kDa                                                                 |
| 배송 방식       | 아이스팩                                                                   |