

Wb 및 Elisa용 항-Cant1 토끼 다클론 항체 - Q8Wvq1

품목 번호: CM0025287



소개

인간 CANT1(가용성 칼슘 활성화 뉴클레오티다아제 1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 샘플의 칼슘 의존성 뉴클레오티드 대사 및 프로테오글리칸 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CANT1 토끼 pAb
비고/별칭	DBQD; EDM7; DBQDI; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
종	인간
유전자ID (인간)	124583
유전자ID	124583
면역원	인간 CANT1 (NP_620148.1)의 아미노산 62-231에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WVQ1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백