


Wb, Elisa용 Anti-Cap1 폴리클론항체 - Q01518

품목 번호: CM0018125



소개

CAP1 토끼 폴리클론항체 (Swiss-Prot Q01518)는 인간 샘플에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 액틴 역학 및 세포 극성의 주요 조절자인 아데닐릴 사이클레이스 관련 단백질 1을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAP1 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; CAP1-PEN; CAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	10487
유전자 ID	10487
면역원	인간 CAP1 (NP_006358.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01518
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백