


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Cap1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q01518

품목 번호: CM0011164



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 Anti-CAP1 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 CAP1 단백질(~52 kDa)을 검출합니다. 액틴 역동성, 세포 극성, mRNA 국소화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	CAP; CAP1-PEN; CAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	10487
면역원	합성 펩타이드
원료	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01518
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩