

Wb, Elisa용 항-Capn10 다클론 항체 - Q9Hc96

품목 번호: CM0028761

소개

CAPN10 토끼 pAb는 재조합 인간 CAPN10 단백질을 면역원으로 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 포도당 흡수와 제2형 당뇨병과 관련된 칼슘 조절 단백질분해효소인 인간 칼페인-10을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAPN10 토끼 pAb
비고/별칭	CANP10; NIDDM1; CAPN10
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	11132
면역원	인간 CAPN10 (NP_075571.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HC96
단백질 분자량	75kDa
배송 방법	아이스 팩