

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Capn3 다클론 항체 - P20807

품목 번호: CM0017813



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 인간 CAPN3(calpain-3/p94) 표적 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 근육 단백질분해 및 사지-근위 근육병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAPN3 토끼 pAb
비고/별칭	p94; CAPN3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMD4; LGMDR1; CAPN3
종	인간
GeneID (인간)	825
GeneID	825
면역원	인간 CAPN3(NP_775111.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P20807
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩