

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Capn5 폴리클로날 항체 - O15484

품목 번호: CM0030584



소개

인간 CAPN5에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 칼파인 기능 및 망막 질환 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAPN5 Rabbit pAb
비고/별칭	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
종	인간
GeneID (인간)	726
GeneID	726
면역원	인간 CAPN5 (NP_004046.2)의 아미노산 361-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15484
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백