


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Capn7 토끼 다클로날 항체 - Q9Y6W3

품목 번호: CM0019784



소개

사람 CAPN7에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드에서 검증되었습니다. 핵 내 칼슘 조절 티올 프로테아제 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CAPN7 Rabbit pAb
비고/별칭	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	23473
GeneID	23473
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 CAPN7 (NP_055111.1)의 아미노산 20-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9Y6W3
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스백