

Ihc-P, Elisa용 Anti-Capn9 폴리클로날 항체 - O14815

품목 번호: CM0021883



소개

면역조직화학(파라핀) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 CAPN9 (칼파인-9, nCL-4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 위 특이성 프로테아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAPN9 Rabbit pAb
비고/별칭	GC36; nCL-4; CAPN9
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10753
유전자 ID	10753
면역원	인간 CAPN9 (NP_006606.1)의 아미노산 391-690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14815
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백