

Wb, Elisa용 Anti-Capn9 토끼 다클론 항체 - O14815

품목 번호: CM0014714



소개

WB, ELISA용 Anti-CAPN9 토끼 다클론 항체. 소화관 특이적 칼페인(nCL-4)인 인간, 마우스, 랫드 CAPN9를 인식하며, 칼슘에 의해 조절되는 단백질 분해에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAPN9 Rabbit pAb
비고/별칭	GC36; nCL-4; CAPN9
종	인간
유전자 ID (인간)	10753
유전자 ID	10753
면역원	인간 CAPN9(NP_006606.1)의 391-690번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14815
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩