


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Caprin1 폴리클로날 항체 - Q14444

품목 번호: CM0025549



소개

CAPRIN1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯트, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. 스트레스 과립 형성 및 mRNA 조절에 관여하는 RNA 결합 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAPRIN1 Rabbit pAb
비고/별칭	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
종	인간(Human)
유전자 ID	4076
항원(Immunogen)	인간 CAPRIN1 (NP_005889.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14444
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)