


Wb, Elisa용 항-Capza1 토끼 다클론 항체 - P52907

품목 번호: CM0026630



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CAPZA1 토끼 다클론 항체. 액틴 필라멘트 역학과 세포 접합에 관여하는 F-액틴 캐핑 단백질 서브유닛 알파-1인 인간, 마우스, 래트 CAPZA1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAPZA1 토끼 pAb
비고/별칭	CAPZ; CAZI; CAPP1; CAPZA1
종	인간
유전자 ID (인간)	829
면역원	인간 CAPZA1 (NP_006126.1)의 아미노산 1-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52907
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백