

## Anti-Capza2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

품목 번호: CM0021778

### 소개

CAPZA2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CAPZA2(F-액틴 캡핑 단백질)를 검출합니다. 액틴 세포골격 및 역학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명            | CAPZA2 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭          | CAPZ; CAPPA2; CAPZA2                                          |
| 종              | 인간                                                            |
| GeneID (Human) | 830                                                           |
| GeneID         | 830                                                           |
| 면역원            | 인간 CAPZA2 (NP_006127.1)의 아미노산 1-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                            |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야          | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스                                                       |
| SWISS          | P47755                                                        |
| 단백질 분자량        | 33kDa                                                         |
| 배송             | 아이스백                                                          |