


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Capzb 토끼 다클로날 항체 - P47756

품목 번호: CM0027981



소개

CAPZB를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 F-액틴 캡핑 단백질 베타 서브유닛(31 kDa)과 반응합니다. 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAPZB Rabbit pAb
비고/별칭	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
종	인간
GeneID	832 (인간)
면역원	인간 CAPZB (NP_004921.1)의 아미노산 1-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P47756
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백