


Wb, Elisa용 항탄산무수화효소 1(Ca1) 단클론 항체 - P00915

품목 번호: CM0010086



소개

인간 탄산무수화효소 1(CA1)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었고 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. CO2 대사 및 pH 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	탄산무수화효소 1 (CA1) 토끼 단클론항체(mAb)
비고/별칭	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; 탄산무수화효소 1 (CA1)
종	인간
유전자ID (인간)	759
유전자ID	759
면역원	인간 탄산무수화효소 1 (CA1) (NP_001729.1)의 아미노산 160-261번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P00915
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩