


Anti-Carbonic Anhydrase 1 (Ca1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P00915

품목 번호: CM0014881



소개

인간 Carbonic Anhydrase 1 (CA1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 이산화탄소 수화, pH 항상성 및 관련 대사 경로 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Carbonic Anhydrase 1 (CA1) Rabbit pAb
비고/별칭	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Carbonic Anhydrase 1 (CA1)
종	인간
GeneID	759
면역원	인간 Carbonic Anhydrase 1 (NP_001122303.1)의 아미노산 1-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00915
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백