


항-탄산탈수효소 2 (Ca2) 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P00918

품목 번호: CM0016062



소개

인간 탄산탈수효소 2(CA2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합하며, 인간 및 마우스 종과 반응합니다. 이산화탄소 수화, 골 흡수 및 pH 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	탄산탈수효소 2 (CA2) 토끼 pAb
비고/별칭	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; 탄산탈수효소 2 (CA2)
종	인간
유전자 ID (인간)	760
유전자 ID	760
면역원	인간 탄산탈수효소 2 (CA2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000058.1).
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00918
단백질 중량	29kDa
배송	아이스팩