


Anti-Carbonic Anhydrase 2 (Ca2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

품목 번호: CM0012142



소개

Carbonic Anhydrase 2 (CA2) Rabbit Monoclonal Antibody for WB, IHC-P, ELISA. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. CA2 (P00918)의 아미노산 161-260 내 합성 펩타이드를 타겟으로 합니다. pH 조절 및 골 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Carbonic Anhydrase 2 (CA2) Rabbit mAb
비고/별칭	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
종(Species)	사람(Human)
GeneID	760
면역원(Immunogen)	사람 Carbonic Anhydrase 2 (CA2) (P00918)의 아미노산 161-260 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00918
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)