


Wb, Ihc-P, Elisa용 탄산무수화효소 9 (Ca9/G250) 토끼 단클론 항체 - Q16790

품목 번호: CM0004582



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-탄산무수화효소 9 (CA9/G250) 토끼 단클론 항체입니다. 종양 관련 항원인 인간 CA9에 특이적으로 반응하며 암 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	탄산무수화효소 9 (CA9/G250) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MN; CAIX; 탄산무수화효소 9 (CA9/G250)
종	인간
유전자ID (인간)	768
유전자ID	768
면역원	합성 펩타이드 - 인간 탄산무수화효소 9 (CA9/G250) (Q16790)의 아미노산 200-300번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16790
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩