


Wb, Elisa용 항-탄산무수화효소 9(CA9/G250) 토끼 다클론 항체 - Q16790

품목 번호: CM0019438



소개

인간 탄산무수화효소 9(CA9/G250)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 랫드도 인식합니다. 재조합 면역원으로 제작되었으며, 종양 pH 조절에 관여하는 50kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	탄산무수화효소 9(CA9/G250) 토끼 pAb
비고/별칭	MN; CAIX; 탄산무수화효소 9(CA9/G250)
종	인간
유전자 ID	768
면역원	인간 탄산무수화효소 9(CA9/G250)(NP_001207.2)의 아미노산 52-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16790
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩