


Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q16790

품목 번호: CM0013952



소개

인간 Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250, Q16790)에 특이적인 Rabbit polyclonal antibody입니다.

Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 종양 저산소증 및 pH 조절 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit pAb
비고/별칭	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
종	인간
GeneID	768 (human)
면역원	인간 Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (NP_001207.2)의 아미노산 52-151 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16790
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백