

Anti-Carboxypeptidase M (Cpm) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

품목 번호: CM0026996



소개

인간 카르복시펩티다제 M(CPM)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 펩타이드 호르몬 조절 및 막 국소화 단백질 분해 연구에 적합. 인간 및 래트와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPM Rabbit pAb
비고/별칭	CPM
종	인간
GeneID (Human)	1368
GeneID	1368
면역원	인간 CPM (NP_001005502.1)의 아미노산 204-443에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P14384
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백